



KILL PAFF® RICARICA

Categoria : PMC

Ricarica liquida per elettroemanatore

Registrazione Ministeriale:

6703

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Pralletrina (Etoc®): 0,86g

Caratteristiche:

KILL PAFF è in grado di funzionare con persistenza ed efficacia costante per 45 notti, 6-8 ore per notte, eliminando zanzare e mosche in modo sicuro (non si deve toccare il prodotto con le mani).

Modalità d'impiego:

Il flacone è dotato di tappo di sicurezza.

Per aprire, premere il tappo verso il basso e contemporaneamente svitare. Dopo aver tolto il tappo protettivo, avvitare il flacone nell'apposito alloggiamento del vaporizzatore: l'operazione va eseguita senza forzare, ma avvitando a fondo. Inserire il vaporizzatore in una presa da 230 V. La spina può essere ruotata in modo da adattarsi alla presa secondo l'orientamento dei fori.

Assicurarsi che il flacone sia sempre in posizione verticale. Nel caso si volesse sospendere basta disinserire l'apparecchio dalla spina. Nel caso invece che il vaporizzatore non venga utilizzato per lunghi periodi, va tolto il flacone e riavvitato il tappo protettivo. Per sostituire il flacone, svitarlo in senso opposto a quello di inserimento iniziale, in modo da vincere la resistenza iniziale. Per pulire il vaporizzatore (una volta disinserito) utilizzare un panno asciutto o carta. Dura 45 notti se tenuto in funzione circa 6-8 ore per notte.

Avvertenze:

È sconsigliata l'esposizione continua a persone sensibili (bambini, asmatici, ecc.). Dopo l'applicazione o in caso di contatto con la pelle, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Non tenere l'elettroemanatore a contatto con tessuti, carta e

materiali combustibili in genere, quando è in funzione. Non toccare l'elettroemaneatore quando è in funzione. Non è consentito il funzionamento dell'apparecchio durante la permanenza in ambienti chiusi. Se il prodotto viene usato in luogo ove si soggiorna lungamente, aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. KILL PAFF ricarica deve essere utilizzata solo in abbinamento all'elettroemaneatore KILL PAFF. L'uso di altri tipi di ricarica in abbinamento all'elettroemaneatore KILL PAFF può causare rischi di tossicità o di infiammabilità.

Informazioni per il medico – Blocco della trasmissione nervosa – Consultare un Centro Antiveleni.

Confezioni di vendita:

Flacone da 33 ml

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.